

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Denis, le 20 novembre 2024



Du 28/11 au 1/12, l'EFS ravive la flamme du Marathon du don avec une collecte record dans les salons de l'Hôtel de ville de Paris !

Après un marathon de près de 12 mois, la ligne d'arrivée est proche et l'Établissement français du sang (EFS) prépare un événement de clôture hors normes. Au rendez-vous, une collecte de 4 jours à l'Hôtel de ville de Paris, soutenue par deux streamers français, Arkunir et Farès Bichard, durant lesquels 4 000 donneurs de sang sont attendus.

Une année rythmée par le sport et la solidarité

En 2024, la France a vécu au rythme des Jeux Olympiques et Paralympiques et l'EFS aussi ! Tout au long de l'année, des clubs mythiques et des fédérations sportives se sont associés à l'établissement pour faire rayonner le don de sang et sensibiliser le grand public à travers un Marathon du don, dont la ligne d'arrivée se profile dans le cadre d'une collecte record.

« Ce Marathon du don est une formidable opportunité pour attirer de nouveaux donneurs ! Grâce à l'engagement de nos partenaires sportifs, nous avons pu sensibiliser des publics différents, des sportifs bien sûr, mais également des membres de clubs ou associations sportives et des supporters, animés par le sport, le goût du challenge et l'envie de faire un acte solidaire. » Hervé Meinrad, Directeur de la collecte et de la production de l'EFS

Le Marathon du don est né d'une volonté : créer un événement qui s'inscrive dans les valeurs communes du sport et du don de sang - comme l'excellence, l'amitié, l'éthique ou encore le respect - et qui puisse fédérer l'ensemble des parties prenantes qui s'engagent aux côtés de l'EFS.

L'établissement a ainsi organisé de nombreux événements et collectes dédiées au Marathon du don tout au long de l'année 2024, en partenariat avec les fédérations et clubs sportifs qui le soutiennent. Après un top départ donné au stade Charléty le 11 janvier dernier, cette véritable course de fond, se termine avec une collecte de sang hors norme dans les salons de l'Hôtel de ville de Paris. L'objectif ? **Battre des records et permettre à chaque patient en attente d'une transfusion d'être soigné.**

Le Marathon du don en 3 chiffres

- **29 collectes organisées en France** dans des lieux emblématiques du sport grâce à des partenaires comme la Fédération Française de Tennis, la Fédération Française de Rugby, France Judo, la Ligue Ile-de-France de Natation, la SIG Strasbourg, le RC Lens, le PSG, le FC Metz, l'UBB, le Stade Montois Rugby, le club d'Handball Chambéry Savoie Mont Blanc, l'OGC Nice et bien d'autres encore !
- **3 206 donneurs** rassemblés dans ces événements
- **4 000 créneaux à pourvoir** pour un don de sang lors de la collecte record de clôture

Rendez-vous du 28 novembre au 1^{er} décembre 2024

Plus qu'une simple collecte, la clôture du Marathon du don est un événement festif autour du sport et de la santé, qui sera rythmé par la présence des partenaires de l'établissement, qu'ils soient sportifs, gourmands ou soutiens de cette grande cause de santé publique. **Deux streamers français ont également répondu présents pour battre des records de dons de sang et mobiliser leurs abonnés : Arkunir et Farès Bichard.** Les deux influenceurs préparent notamment une émission spéciale prévue en direct sur Twitch le 30 novembre à 14h.

Alors vous aussi venez faire preuve de générosité, seul, entre amis, ou en famille, en profitant d'un cadre exceptionnel, dans les somptueux salons de l'Hôtel de ville de Paris. **Un moment hors du commun, pour des gens au super-pouvoir : celui de sauver des vies !**



Don de sang : un geste solidaire, indispensable toute l'année



10 000 dons par jours sont nécessaires pour soigner les malades. La collecte de sang est indispensable toute l'année et il est nécessaire que les donneurs puissent donner de façon **régulière et constante** car la **durée de vie des produits sanguins est limitée** : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

Quelques conseils pratiques avant de donner son sang :

- Être âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg
- Être muni(e) d'une pièce d'identité avec photo

Testez votre éligibilité au don et prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l'appli Don de Sang

À propos de l'EFS

L'Établissement français du sang est le service public du sang en France.

Nous sommes près de 10 000 professionnels, médecins, infirmiers, biologistes, techniciens de laboratoire, pharmaciens, équipes de collecte, chercheurs, personnels administratifs... animés par une même conviction : **notre mission est vitale.**

Nous sommes présents tout au long de la chaîne du soin. Notre expertise en biologie médicale et de la greffe nous permet de diagnostiquer des maladies. Nous contribuons ensuite à soigner chaque année plus de 1 million de patients : ceux qui nécessitent une transfusion ou une greffe, en assurant la collecte de sang en France et en mettant à disposition les produits sanguins, tissus et cellules dont ils ont besoin. Nous capitalisons sur ces savoir-faire pour innover et développer des procédés et traitements médicaux qui bénéficieront au plus vite aux patients. Nous participons enfin à former des professionnels de santé en France et dans le monde, en leur transmettant notre connaissance aiguisée du sang.

Nous donnons au sang le pouvoir de soigner et sommes ainsi un acteur à la fois unique et essentiel du système de santé français.

Contact

Charley DUBOIS

charley.dubois@efs.sante.fr - 06 99 49 42 27